

SISTEMA CONTAINER STERILI.

**ULRICH SWISS.**



## SISTEMA CONTAINER STERILI.

### ULRICH SWISS.

#### Impiego e utilità

Dall'ottimale mantenimento della sterilizzazione degli strumenti chirurgici durante il trasporto e la durata dell'immagazzinamento, fino all'impiego chirurgico. Oltre all'aspetto della sicurezza, i **container sterili ULRICH** convincono anche per i loro componenti economici, un rapporto qualità-prezzo molto interessante.

Grazie all'utilizzo dei container sterili, l'intero ciclo di rifornimento e smaltimento dello strumentario sterile è standardizzabile, controllabile e documentabile: questo vale per l'immagazzinamento sterile, il trasporto sterile, come anche per la semplice predisposizione in sala operatoria e lo smaltimento sicuro degli strumenti utilizzati. Durante lo smaltimento, il **container sterile ULRICH** protegge il personale della clinica in modo affidabile dalla contaminazione e di conseguenza aiuta la gestione della qualità della clinica per quanto riguarda l'igiene e la profilassi delle infezioni.

#### Uso

- ULRICH Bio Barrier Container sterili si confezionano in modo semplice e veloce
- Il sistema senza filtro evita di dimenticare la sostituzione del filtro o i complicati controlli / documentazione in caso di filtro in teflon da massimo 1'000 cicli
- I container sterili di Ulrich sono molto robusti e durevoli

## Organizzazione

- La possibilità della codifica a colori (coperchio ed etichetta) semplifica l'organizzazione
- I coperchi e le vasche sono dotati di un codice UDI. In questo modo è possibile tracciare il numero dei cicli di trattamento per mezzo di un sistema per la gestione degli strumenti. Questi numeri di identificazione offrono un aiuto nella gestione del ciclo di vita (costo del ciclo di vita / controlli di revisione ecc.) e di conseguenza una maggiore sicurezza
- I manici rivestiti in silicone (protezione dal calore e dal rumore) consentono l'uso già poco dopo la sterilizzazione

## Redditività

- I container sterili ULRICH offrono un rapporto qualità-prezzo molto interessante
- Non è necessario acquistare i container, infatti possono anche essere noleggiati per un periodo di tempo definito

## Ecologia


- ULRICH Bio Barrier Container sterili offrono un vantaggio ecologico, poiché i confezionamenti riutilizzabili dello strumentario sterile non necessitano di filtri di carta o teflon durante l'intero ciclo di vita

## Manutenzione

- ULRICH Container sterili sono coperti da una garanzia di due anni
- I container sterili possono essere spediti a ULRICH AG per la riparazione, la revisione o il controllo funzionale

**Scopri di più** [www.ulrich-swiss.ch](http://www.ulrich-swiss.ch)

**1/1 Modello Bio-Barrier,**  
Coperchio senza perforazione,  
Fondo senza perforazione  
Fondo alluminio, coperchio alluminio anodizzato



**Coperchi**

*Lunghezza x larghezza*  
580 x 280 mm

U95-1000-01	grigio
U95-1000-02	giallo
U95-1000-03	verde
U95-1000-04	blu
U95-1000-05	rosso
U95-1000-06	nero

**Fondi**

*Misura esterna fondo*  
*Lunghezza x larghezza x altezza*

U95-1100-00	600 x 272 x 100 mm
U95-1116-00	600 x 272 x 116 mm
U95-1138-00	600 x 272 x 138 mm
U95-1190-00	600 x 272 x 190 mm
U95-1235-00	600 x 272 x 235 mm

**1/2 Modello Bio-Barrier,**  
Coperchio senza perforazione,  
Fondo senza perforazione  
Fondo alluminio, coperchio alluminio anodizzato



### Coperchi

Lunghezza x larghezza  
308 x 280 mm

U95-2000-01	grigio
U95-2000-02	giallo
U95-2000-03	verde
U95-2000-04	blu
U95-2000-05	rosso
U95-2000-06	nero

### Fondi

Misura esterna fondo  
Lunghezza x larghezza x altezza

U95-2100-00	305 x 272 x 100 mm
U95-2116-00	305 x 272 x 116 mm
U95-2138-00	305 x 272 x 138 mm
U95-2190-00	305 x 272 x 190 mm
U95-2235-00	305 x 272 x 235 mm

**3/4 Modello Bio-Barrier,**  
Coperchio senza perforazione,  
Fondo senza perforazione  
Fondo alluminio, coperchio alluminio anodizzato



### Coperchi

*Lunghezza x larghezza*  
465 x 280 mm

U95-3000-01	grigio
U95-3000-02	giallo
U95-3000-03	verde
U95-3000-04	blu
U95-3000-05	rosso
U95-3000-06	nero

### Fondi

*Misura esterna fondo*  
*Lunghezza x larghezza x altezza*

U95-3100-00	485 x 272 x 100 mm
U95-3116-00	485 x 272 x 116 mm
U95-3138-00	485 x 272 x 138 mm

**Mini-Container**

Coperchio con perforazione,  
Fondo senza perforazione  
Fondo alluminio, coperchio alluminio anodizzato



**Coperchi**

*Lunghezza x larghezza*  
320 x 140 mm

U95-4000-01	grigio
U95-4000-02	giallo
U95-4000-03	verde
U95-4000-04	blu
U95-4000-05	rosso
U95-4000-06	nero

**Fondi**

*Misura esterna fondo*  
*Lunghezza x larghezza x altezza*

U95-4032-00	315 x 132 x 32 mm
U95-4063-00	315 x 132 x 63 mm
U95-4092-00	315 x 132 x 92 mm

**Container dentali**

Coperchio con perforazione,  
Fondo senza perforazione  
Fondo alluminio, coperchio alluminio anodizzato



**Coperchi**

*Lunghezza x larghezza*  
325 x 192 mm

U95-4001-01	grigio
U95-4001-02	giallo
U95-4001-03	verde
U95-4001-04	blu
U95-4001-05	rosso
U95-4001-06	nero

**Fondi**

*Misura esterna fondo*  
*Lunghezza x larghezza x altezza*

U95-4043-00	320 x 186 x 43 mm
U95-4059-00	320 x 186 x 59 mm
U95-4122-00	320 x 186 x 122 mm



## Ulteriori modelli di container su richiesta

### Assortimento

I container sterili ULRICH sono disponibili in molte versioni differenti:

- Modello Bio Barrier
- Modello Windwo
- Sistemi a filtro convenzionali (carta o teflon)

Tutti i presenti modelli di container sono disponibili nelle dimensioni standard 1/1, 1/2, 3/4 e con il coperchio in diversi colori.

**ULRICH AG.**  
**ST. GALLEN.**

MÖVENSTRASSE 12  
CH-9015 ST. GALLEN

T +41 71 314 62 62  
F +41 71 314 62 99

[www.ulrich-swiss.ch](http://www.ulrich-swiss.ch)  
[info@ulrich-swiss.ch](mailto:info@ulrich-swiss.ch)